

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 5-PKT

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 19,171
Bemerkungen	
Bemerkungen	Das Kalibrierzertifikat muss in Verbindung mit einem Gerät bestellt werden. Ausgeliefert wird das entsprechende Gerät mit dem Kalibrierzertifikat. Das Kalibrierzertifikat ist zweisprachig (deutsch/englisch). Nachträgliche Bestellungen sind nur möglich, wenn sich das Gerät bei der Rücksendung in einem sauberen Zustand befindet. In der Internetversion des Datenblattes ist ein Musterzertifikat unter der Registerkarte "Downloads" abgelegt.